

HYDRA AUTOCLAVE HYDRA AUTOCLAVE PLUS

TECNO-GAZ® Italy
QUALITY WITHOUT COMPROMISE

意大利“特樂加”

Hydra 高壓消毒爐

滅菌專家—從消毒至烘乾，
全自動操作，安全可靠



安全設計

設有專利氣壓門鎖，使用時安全門自動鎖定，避免意外，符合香港政府安全規格

操作簡易

已預設精確消毒及烘乾時間，只需按下啟動掣，消毒爐自動操作，滅菌及烘乾依序全自動完成

滅菌快速

附有隱蔽式快速發熱器，能在短時間內達到所需高溫高壓狀態

真空烘乾

當爐啟動後，真空泵自動起動，從而提高熱壓滲透性，大大提升烘乾功能，乾燥效果保證滿意

堅固實用

特大內膽，chamber 為一體化高質不銹鋼成型鑄造體，直徑足有 24.5cm (9 $\frac{3}{4}$ "), 經歐洲 TUV 驗證，絕對安全



總代理：

健力醫療器材有限公司
CLINICON MEDICAL LTD.

電話：2730 1883 傳真：2736 1106
電郵：clinicon@hkstar.com

TECNO-GAZ
QUALITY WITHOUT COMPROMISE

Strada Cavalli, 4 - 43038 Sala Baganza - (PR) - Italy

HYDRA AUTOCLAVE HYDRA AUTOCLAVE PLUS

意大利“特樂加”高壓消毒爐 —最易用，最安全的消毒爐



意大利 **TECNO-GAZ®** “特樂加”公司，多年來致力研製及採用最先進技術，選擇最優質材料，生產多款不同類型高壓消毒爐，以設計簡約，易用，安全，耐用為生產信念，多年來深受世界各地醫院及診所樂意採用，為了更易於了解

Hydra 消毒爐的獨特設計，列表與其他牌子消毒爐比較如下：

	HYDRA 消毒爐	其他牌子消毒爐
1. 安全	專利氣壓門鎖，使用時爐門自動鎖定，確保安全	門鈕設計，高壓時，門把仍可打開，構成危險
2. 操作	已預設精確消毒及烘乾時間，沒有多餘掣鈕，避免人為錯誤，一按電源掣，過程全自動完成	每次使用前需扭動時間掣，設定消毒及烘乾時間，費神不便
3. 烘乾	設有真空系統，自動起動，真空內膽，大大提升烘乾效果	欠真空設備，消毒過程中，內膽充滿水蒸氣，消毒後物品仍留有大量水點
4. 設計	隱藏式發熱器，熱力平均分佈，特大高質不銹鋼內膽，絕對安全	發熱器藏於內膽底部，熱力發放不均，且發熱器可直接接觸消毒物品，安全成疑

標準規格

型 號	HYDRA AUTOCLAVE	HYDRA AUTOCLAVE PLUS
外形體積	45 cm (17 1/2") 闊 x 50 cm (20") 深 x 42 cm (16 1/2") 高	
內膽容積	24.5 cm (9 3/4") 直徑 x 32 cm (12 1/2") 深	24.5 cm (9 3/4") 直徑 x 40 cm (16") 深
可選溫度(壓力)	121° C (1.2 bar)	134° C (2.1 bar)
標準附件	4 個方盆 (Tray) 連架	
電源	230 Volt. 50 Hz	
重量	35 Kg	

製造商：**TECNO-GAZ**
Strada Cavalli, 4 - 43038 Sala Baganza-(PR)-Italy



總代理：**健力醫療器材有限公司**
CLINICON MEDICAL LTD.

香港九龍尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場411室
電話：2730 1883 傳真：2736 1106
電郵：clinicon@hkstar.com

